



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز - معاونت درمان

بازدید جامع عملکرد

چک لیست CSR

تاریخ بازدید :

نام مرکز :

ب- ۵ پیشگیری و کنترل عفونت

ب- ۵ - ۱ بیمارستان از روشهای شستشو، پاک سازی و گندزدایی ابزار و وسایل، قبل از استریل نمودن، اطمینان حاصل می نماید.	سطح	ایمنی بیمار	خوشه ارزیابی	مکان ۱	مکان ۲	۴	۳	۲	۱	۰
ب- ۵ - ۱ - ۱ * پاک سازی تجهیزات و ابزارها پیش از ضدعفونی انجام شده و نتیجه کار با استفاده از آزمونهای کنترل کیفی ارزیابی می شود.	سطح یک	ایمنی	استریلیزاسیون و گندزدایی	اتاق عمل	واحد استریلیزاسیون					
پاکسازی تمامی ابزار حساس و غیر حساس به حرارت با آب زیر ۴۵ درجه سانتیگراد و دترجنت / محلولهای آنزیماتیک در نزدیکترین مکان به میل انجام پروسیجر حداقل فاصله زمانی بین استفاده از ابزار و پاک سازی به منظور اجتناب از خشک شدن مواد آلی، مواد دفعی و ترشحات بر روی ابزار و وسایل // ارسال ابزار پاکسازی شده به واحد استریلیزاسیون مرکزی بدون بسته بندی با تاکید بر بخشها و اورژانس استفاده موثر از تجهیزات سالم مولد آب پرفشار برای شستشو استفاده از هوای پر فشار برای خشک کردن کامل تجهیزات لومن دار به خصوص در کت لب و بخشهای آندوسکوپی انجام کلیه گامهای فرایند پاکسازی و گند زدایی ابزار و وسایل از ابتدا در واحد استریلیزاسیون مرکزی پایش کیفیت فرایند پاکسازی ابزار و تجهیزات به صورت تصادفی با استفاده تستهای موجود و رایج با تاکید بر ابزار استفاده شده در اتاقهای عمل // نظارت بر نحوه پاکسازی اولیه ابزار و تجهیزات توسط سرپرستار بخش / مسئول واحد و انجام اقدام اصلاحی موثر در صورت لزوم										
ب- ۵ - ۱ - ۲ * صحت عملکرد و کیفیت محلولهای گندزدای سطح بالا، با روشهای کنترل کیفی برنامه ریزی و اجرا می شود.	سطح دو	ایمنی	استریلیزاسیون و گندزدایی	اتاق عمل	واحد استریلیزاسیون					
کارگیری محلولهای گندزدای سطح بالای مورد تأیید سازمان غذا و دارو و دارای کد فرآورده پایش کیفیت فرایند گندزدایی محلولهای سطح بالا به صورت تصادفی در مقاطع زمانی مختلف با استفاده تستهای سوابینگ رایج بر اساس فرمولاسیون محلول آموزش و نظارت بر نحوه آماده سازی و استفاده از محلولهای گندزدای سطح بالا توسط سرپرستار بخش / واحد استریلیزاسیون رعایت تکنیک آماده سازی محلولها در محل استاندارد شامل تهویه استاندارد، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، نگهداری محلول در ظروف مناسب درب دار نگهداری ایمن و رقیق سازی محلولهای سطح بالا طبق راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی انتخاب ظرف شفاف و درب دار حاوی محلول ضد عفونی سطح بالا از جنسی که پس از استفاده دچار خوردگی نشود.										
ب- ۵ - ۱ - ۳ * استریل نمودن اقلام حساس به حرارت مطابق با استانداردهای کارخانه سازنده و ضوابط مربوط انجام می شود.	سطح دو	ایمنی	استریلیزاسیون و گندزدایی	اتاق عمل	واحد استریلیزاسیون					

شناسایی اقلام حساس به حرارت در فرایند استریلیزاسیون در بیمارستان و اطلاع رسانی به بخشها/ واحدها انتخاب روش استریل اقلام حساس به حرارت با توجه به امکانات موجود // استریل اقلام حساس به حرارت طبق موازین استاندارد و توصیه کارخانه سازنده کنترل کیفی فرایند استریلیزاسیون سرد با به کارگیری نشانگرهای اختصاصی موجود و رایج									
ب- ۵ - ۲ بیمارستان از صحت عملکرد دستگاه های استریل کننده اطمینان حاصل می نماید.									
ب- ۵ - ۲ - ۱ * آزمون های اطمینان از عملکرد دستگاه های استریل کننده برنامه ریزی و انجام می شود.									
وجود تستهای پایش فرایند استریلیزاسیون ۱ ، و استفاده از آنها بر اساس دستورالعمل، آگاهی و تطابق عملکرد پرسنل بر اساس آن استفاده از نشانگرهای شیمیایی کلاس ۴ در هر بسته استریل برای کمتر از ۱۲ قلم استفاده از نشانگرهای شیمیایی کلاس ۶ در هر بسته استریل برای بیش از ۱۲ قلم انجام و ثبت هفتگی نتایج آزمون بیولوژیک، و در زمان راه اندازی دستگاه استریل کننده، پس از هر بار انجام تعمیرات کلی انجام و ثبت نتایج آزمون بووی دیک روزانه قبل از شروع کار دستگاههای پری و کیوم بر اساس راهنمای کشوری نظام مراقبت عقونتهای بیمارستانی									
ب- ۵ - ۲ - ۲ * قبل از هرگونه استفاده از بسته های استریل از نتایج آزمون های شیمیایی اطمینان حاصل می شود.									
اطمینان از آشنایی و توجه کاربر به تغییر رنگ نشانگرهای شیمیایی و مشخصات ظاهری بسته های استریل عملکرد صحیح مورد انتظار از کاربر در صورت عدم تطابق // انجام اقدام اصلاحی در صورت عدم تطابق									
ب- ۵ - ۲ - ۳ * استریل نمودن فوری اقلام خاص مطابق ضوابط مربوط برنامه ریزی شده و بر اساس آن عمل می شود.									
شناسایی اقلام خاصی که احتمال نیاز به استریلیزاسیون فوری دارند. // اطمینان از وجود تجهیزات مرتبط با استریل فوری اقلام خاص // پیش بینی فهرست انواع اقلامی مورد نیاز به صورت تک پیچ در بیمارستان پیش بینی تعداد اقلامی مورد نیاز که به صورت تک پیچ بر اساس پروسیجرهای تهجمی و جراحی بیمارستان و آمار مراجعین									
ب- ۵ - ۲ - ۴ سوابق عملکرد هر دستگاه استریل کننده موجود است و حداقل برای یک سال نگهداری می شود.									
وجود نتایج پایش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دستگاههای استریل کننده و اطمینان از اجرای فرایند به صورت استاندارد وجود مستندات اختصاصی هر دستگاه که شامل تمامی تستهای انجام شده برای هر دستگاه وجود مستندات مربوط به شماره کد مخصوص هر استریل کننده، نتایج آزمونهای روزانه و آزمونهای بیولوژیک/ پرینت دستگاه ثبت نمودن نام مسئول هر مرحله بارگذاری و خدمات نگهداری از جمله نگهداری پیشگیرانه و آزمونهای کالیبراسیون برای هر دستگاه نگهداری مستندات حداقل برای یک سال									
ب- ۵ - ۲ - ۵ برچسب هر بسته استریل حاوی حداقل اطلاعات مورد نیاز برای فراخوان است.									
ثبت حداقل اطلاعات مورد نیاز برای فرایند رهگیری و فراخوان اقلام استریل شده بر روی بر چسب بسته استریل // نظارت توسط سرپرستار بخش / واحد استریلیزاسیون بر ثبت اطلاعات حداقلی بر روی بر چسب بسته استریل و انجام اقدام اصلاحی در صورت لزوم									
ب- ۵ - ۳ بسته های استریل با لحاظ الزامات، در برابر آلودگی محافظت می شوند.									

					واحد استریلیزاسیون	اتاق عمل	استریلیزاسیون و گندزدایی	ایمنی	سطح یک	ب- ۵ - ۳ - ۱ * در واحد استریلیزاسیون، استقرار نیروی انسانی و فضای فیزیکی کثیف، تمیز و استریل، تفکیک و نشانه گذاری شده و مسیر عبور یک طرفه است.
										تفکیک، نشانه گذاری و رعایت فضاهای کثیف، تمیز و استریل در واحد استریلیزاسیون برنامه ریزی صحیح در نوبتهای کاری در راستای بکارگیری کارکنان در فضاهای تعریف شده با توجه به اصول کنترل عفونت وجود امکانات بهداشت دست مانند افشانه حاوی محلول ضد عفونی دست با پایه الکلی در تمامی فضاها و در دسترس کارکنان آگاهی و عملکرد کارکنان واحد استریلیزاسیون منطبق بر موازین پیشگیری و کنترل عفونت مدیریت تردد کارکنان بر اساس موازین پیشگیری و کنترل عفونت
					واحد استریلیزاسیون	اتاق عمل	استریلیزاسیون و گندزدایی	ایمنی	سطح دو	ب- ۵ - ۳ - ۲ * الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل برنامه ریزی و مدیریت می شود.
										وجود فضاهایی محصور با حداقل تردد مختص انبارش و نگهداری وسایل استریل در واحد استریلیزاسیون مرکزی، اتاق عمل و سایر بخشهای دارای بسته های استریل دمای کمتر از ۲۴ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد در میل انبارش و نگهداری وسایل استریل فشار مثبت و تهویه مناسب با حداقل ۶ بار گردش هوا در ساعت و به دور از تابش نور مستقیم خورشید در محل انبارش و نگهداری وسایل استریل انبارش وسایل استریل به صورت جداگانه و مستقل در سطحی بالاتر از سطح زمین و در قفسه های مشبک با سطوح صاف تعریف مدت نگهداری و انقضای بسته های اقلام استریل با توجه به جنس پوشش بسته، تعداد لایه، نوع ابزار و شرایط نگهداری هرگونه جابجایی وسایل استریل شده با استفاده از جعبه های دربسته، تالی های کمدها / کانتینرهای درب دار اختصاصی منطبق بر استانداردها // رعایت موازین و مدت زمان نگهداری ستهای استریل بر اساس دستورالعمل مربوط
					واحد استریلیزاسیون	اتاق عمل	استریلیزاسیون و گندزدایی	ایمنی	سطح سه	ب- ۵ - ۳ - ۳ * در ساختار فیزیکی اتاق عمل و فضاهایی نیازمند به رعایت موازین استریل، تداخلی در مسیر انتقال وسایل استریل و غیر استریل وجود ندارد.
										ساختار فیزیکی اتاق عمل / کت لب و فضاهایی نیازمند به رعایت موازین استریل، بدون هر گونه تداخل در مسیر انتقال وسایل استریل و غیر استریل تفکیک، نشانه گذاری و رعایت ورود به فضاهای پشتیبانی، تمیز و استریل اتاق عمل و تمامی فضاهای نیازمند رعایت موازین استریل

نام و امضاء ارزیابی شونده :

نام و امضاء کارشناس ارزیاب :